



POUR AUTOPROMOTION DU DISTRIBUTEUR UNIQUEMENT

Afin de bénéficier des tarifs d'autopromotion, une commande d'autopromotion du distributeur doit comporter le nom de la société du distributeur de produits de promotion en tant que titre principal sur la copie à imprimer.

*Vous
trouverez des
offres spéciales
à faible quantité
à l'intérieur!*

Du 1er janvier au 31 décembre 2018

La plupart des produits de promotion 3M sont à votre disposition aux quantités minimales spécifiées dans le catalogue pour les catalogues EQP – TARIFS DE QUANTITÉ FINALE!

Produits promotionnels 3M

asi 91240 ppai 113638 SAGE® 55850 pppc 840606 UPIC POST-IT

The 3M logo consists of the letters "3M" in a bold, red, sans-serif font. The "3" and "M" are connected, with the "3" being slightly larger and more prominent.

OFFRES SPÉCIALES DESTINÉES UNIQUEMENT À L'AUTOPROMOTION DU DISTRIBUTEUR

du 1er janvier au 31 décembre 2018

1 Notes avec impression personnalisée Post-it®, impression en quadrichromie!*

**Seulement
50 \$**

- Quantité de 500 blocs-notes
- 25 feuilles de 3 x 4
- Papier blanc uniquement



**Seulement
50 \$**

- Quantité de 250 blocs-notes
- 25 feuilles de 4 x 6
- Papier blanc uniquement



**Seulement
99 \$**

- Quantité de 100 blocs-notes
- 25 feuilles de 3 x 10
- Papier blanc uniquement

PD310P-25



**Seulement
99 \$**

- Quantité de 100 blocs-notes
- 25 feuilles de 6 x 8
- Papier blanc uniquement



**Seulement
99 \$**

- Quantité de 100 blocs-notes
- 25 feuilles de 6 x 10
- Papier blanc uniquement



Faites référence à l'offre
n° P9000 sur votre
bon de commande.

Programme de changement de modèle pour faible quantité

Bénéficiez des tarifs pour la QUANTITÉ TOTALE pour des changements de modèle à partir de 50 ou 100 blocs-notes par modèle seulement. Ajoutez 13,20 \$ (NET) par changement de modèle.

- Polychromie uniquement.
- Les commandes de blocs-notes de 3 x 4, 4 x 6 et 6 x 8 doivent être passées par tranche de 50 blocs-notes par changement de modèle; commande minimum pour les blocs-notes de 3 x 4 d'une quantité totale de 500; commande minimum pour les blocs-notes de 4 x 6 d'une quantité totale de 250; commande minimum pour les blocs-notes de 6 x 8 d'une quantité totale de 100.
- Les commandes de blocs-notes de 3 x 10 et 6 x 10 doivent être effectuées par tranches de 100 blocs-notes par changement de modèle, la quantité minimale étant de 100.

2 Cubes de notes Post-it® avec impression personnalisée

**Seulement
310 \$**

pour C345 avec quadrichromie*
sur les faces!



2-3/4 po x 2-3/4 po x 1-3/8 po



2-3/4 po x 2-3/4 po x 2-3/4 po

**Seulement
410 \$**

pour C690 avec
quadrichromie* sur les faces!

- Quantité de 100 cubes de notes – C345 ou C690
- Pas de frais supplémentaires pour l'impression individuelle des feuilles en 1 ton**
- Modèle différent sur chaque face (4 modèles au total!)*
- Papier blanc uniquement

Faites référence à l'offre
n° P9006 sur votre bon
de commande.

3 Étiquettes et impression personnalisée Post-it® + stylos – série WIPFC

**Seulement
89,99 \$**

pour l'impression polychrome!*

- Quantité de 40 étiquettes + stylos – WIPFC
- 50 étiquettes rouges Post-it® par stylo
- Tube blanc uniquement



Faites référence à l'offre
n° P9038 sur votre bon
de commande.

4 Distributeurs d'étiquettes avec impression personnalisée Post-it®

**Seulement
89 \$**

pour l'impression polychrome*

- Quantité de 50 distributeurs
- 50 étiquettes Post-it® par distributeur
- Impression sur l'emplacement supérieur et/ou inférieur



Faites référence à l'offre
n° P9037 sur votre bon
de commande.

*Impression sur la zone désignée uniquement. Pour une impression polychrome, les demandes nécessitant une couleur PMS spécifique seront converties à la correspondance peut être garantie. Encres fluorescentes, mélanges spéciaux ou encres métallisées non disponibles.

**Impression sur la zone désignée uniquement. Sans frais supplémentaires pour les encres PMS à l'exception des encres fluorescentes, des mélanges spéciaux et des encres

VOIR DES DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES
CONCERNANT L'OFFRE AU DOS.



Scotch®

3M

5 Ensemble de poches de feuilles anti-peluches avec impression personnalisée Scotch®

Seulement 139 \$

pour l'impression polychrome*
Emplacement PCLS sur le rabat uniquement

PCLS

Seulement 189 \$

pour une impression graphique avec couverture complète!*
PCLSFC



PCLSFC



Faites référence à l'offre n° P9039 sur votre bon de commande.

- Quantité de 96 ensembles de poches
- Chaque poche contient 40 feuilles collantes

6 Plateau acrylique pour notes Post-it®

Seulement 169,99 \$

pour une impression en quadrichromie* sur le plateau en acrylique et les notes!




Notes imprimées : PD34DP

Support : TPAC34

Faites référence à l'offre n° P9033 sur votre bon de commande.

- Quantité de 50 plateaux en acrylique
- Inclut cinq (5) blocs-notes à 50 feuilles à impression personnalisée dans un emballage plastique dans chaque plateau

7 Ensemble de marque-pages avec impression personnalisée 3M™



PDPM38

- Quantité de 100 ensembles de marque-pages
- 200 marque-pages individuels
- 50 feuilles de blocs-notes
- Papier blanc uniquement

Seulement 199 \$
pour l'impression en 2 tons!*

Faites référence à l'offre n° P9042 sur votre bon de commande.


8 Journal essentiel avec notes Post-it®

L'option 1 (PCJ461) comprend :

- Impression polychrome tons numériques sur le rabat
- Deux (2) blocs-notes orange fluo de 50 feuilles non imprimées de 1 x 3
- Un (1) bloc-notes citron vert fluo de 50 feuilles de 2 x 3
- Un (1) bloc avec impression anti-peluches de 50 feuilles de 2 x 6
- Un (1) bloc-notes de 4 x 6 à grille OU à lignes OU à impression polychrome (logo du distributeur) disponible sur papier blanc

L'option 2 (PCJ462) comprend :

- Impression polychrome tons numériques sur le rabat
- Un (1) ensemble d'étiquettes de marquage (80 étiquettes)
- Un (1) bloc-notes citron vert fluo de 50 feuilles de 2 x 3
- Un (1) bloc-notes imprimé polychrome (logo du distributeur) de 50 feuilles de 3 x 4 disponible
- Un (1) bloc-notes de 4 x 6 à grille OU à lignes OU à impression polychrome (logo du distributeur) disponible sur papier blanc



PCJ461 (Option 1)

Seulement 199,99 \$

pour une quantité de 50 de votre choix entre l'option 1 et l'option 2 avec impression numérique* en polychromie



PCJ462 (Option 2)

Faites référence à l'offre n° P9034 sur votre bon de commande.

la plus proche possible en quadrichromie. La correspondance exacte des couleurs ne métallisées.

DÉTAILS DE L'OFFRE

Offres valables uniquement sur les produits et options répertoriés. Des suppléments s'appliquent pour le catalogue standard. Les prix sont F.À.B. au point d'expédition avec les frais de transport prépayés et facturés. Appelez-nous pour tout produit d'autopromotion du distributeur non répertorié ici. **Livraison dans les 4 semaines suivant la réception de la commande.**

- 1** Les commandes de blocs-notes 3 x 4 doivent être effectuées par tranches de 500, la quantité minimale étant de 500. Les commandes de blocs-notes 4 x 6 doivent être effectuées par tranches de 250, la quantité minimale étant de 250. Les commandes de blocs-notes 6 x 8, 3 x 10 et 6 x 10 doivent être effectuées par tranches de 100, la quantité minimale étant de 100. Papier blanc uniquement. Des restrictions peuvent s'appliquer; appelez-nous pour connaître les frais et les détails. Les formes personnalisées, les changements de copies, les modèles supplémentaires, les feuilles arrière personnalisées, l'ultra collant, le papier recyclé et l'impression au dos ne sont pas disponibles. Maximum de 5 000 unités pour cette offre. Encres fluorescentes, mélanges spéciaux ou encres métallisées non disponibles.
- 2** **Commande minimum de 100 unités pour C345 et C690.** Papier blanc standard uniquement. Le prix inclut l'impression en 1 ton sur feuilles, pas de fonds perdus. Voir le site Web pour les couleurs d'encre standard pour l'impression des feuilles. La personnalisation de l'impression de la feuille arrière, les changements de copies, les modèles supplémentaires, l'impression recto-verso, le papier recyclé et les emballages spéciaux ne sont pas disponibles.
- 3** **Commande minimum de 40 unités pour WIPFC.** Le prix inclut l'impression en quadrichromie sur le tube à un emplacement. Tube blanc uniquement. Chaque tube contient 50 étiquettes rouges. Les étiquettes ne peuvent pas être personnalisées. Choisir le stylo à encre noire ou bleue. L'encre n'est pas rechargeable.
- 4** **Commande minimum de 50 unités pour TFD2D1.** Le prix comprend l'impression polychrome sur l'un des deux emplacements : choisir le haut ou le bas de l'ouverture des étiquettes. La création doit être identique pour les deux emplacements. Comprend 50 étiquettes de 1 po, choisir rouge, jaune, vert ou bleu. Une couleur d'étiquette par commande minimum. Pas d'impression sur les étiquettes.
- 5** **Commande minimum de 96 unités pour PCLS et PCLSFC.** Le prix inclut l'impression polychrome PCLS sur la zone d'impression standard désignée. PCLSFC uniquement : impression graphique avec couverture complète. Encres fluorescentes, mélanges spéciaux ou encres métallisées non disponibles. Voir le site Web pour les couleurs d'encre standard.
- 6** **Commande minimum de 50 unités pour TPAC34.** Le prix inclut l'impression en quadrichromie sur la zone d'impression standard désignée sur plateau ainsi qu'une quantité de 250 notes Post-it® avec impression personnalisée polychrome. Encres fluorescentes, mélanges spéciaux ou encres métallisées non disponibles.
- 7** **Commande minimum de 100 unités pour PDPM38.** Papier blanc standard uniquement. Le prix inclut la même impression en 1 ou 2 tons sur la zone d'impression standard désignée. Voir le site Web pour les couleurs d'encre standard pour l'impression des feuilles. La personnalisation de l'impression de la feuille arrière, les changements de copies, les modèles supplémentaires, l'impression recto-verso, le papier recyclé et les emballages spéciaux ne sont pas disponibles.
- 8** **Commande minimum de 50 unités pour PCJ461 et PCJ462.** Le prix inclut une impression d'image polychrome sur la zone d'impression désignée. Impression personnalisée polychrome (logo du distributeur) en option sur des blocs-notes de 4 x 6 dans la zone désignée. Option 2 uniquement : Impression personnalisée polychrome (logo du distributeur) sur un bloc-notes de 3 x 4 dans la zone désignée. Encres fluorescentes, mélanges spéciaux ou encres métallisées non disponibles.

Inscrivez-vous sur notre site **RÉSERVÉ** aux distributeurs et exploitez nos outils de vente!

1. Rendez-vous sur le site **3M.com/promote** puis cliquez sur « Inscription »
2. Fournissez vos coordonnées
3. Votre code d'invitation :
3M-18



Évaluez-nous sur
sageworld.com

Produits et prix aux États-Unis
Prix promotionnel valable du 1er janvier au 31 décembre 2018.

3M, Post-it et Scotch sont des marques de commerce de 3M. SAGE et le logo SAGE sont des marques déposées de Quick Technologies, Inc.

Merci de recycler. © 3M 2018. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis.

